

Single - Temporary Filling Material

USE INSTRUCTIONS

Indication:

Newbond is a self-setting filling material, radio-opaque, for the temporary filling of tooth cavities. Newbond is a Zinc Oxide-based cement designed for short period temporary applications, to be used for no longer than 2 weeks, not only for the temporary filling of Class I and II cavities but also for the temporary sealing in Endodontics.

Product technical characteristics and specification:

Composition: Zinc oxide, Zinc sulfate, Cálcium sulfate hemi-hydrated, Dibutyl adipate, Polyvinyl chloride copolymer, Iron oxide dye and Mint aroma.

Hardening:

Newbond's surface hardens within 20 to 30 minutes by water absorption (for example: by the action of saliva). After 2 or 3 hours, the temporary filling may be submitted to masticatory force.

Procedure:

Remove the amount of Newbond appropriate for the size of the cavity with a spatula and put it on a mixing plate. Observation: Immediately close the pot, in order to avoid the surface to harden. Moisten the cavity with water spray, apply, Newbond to the cavity with a condensing instrument and adapt it to the cavity's walls with a smooth condensation.

Remove occlusal contact points with a scaler.

Newbond can be removed from the cavity by using burs or scalers. The cement residuals can be washed out of the cavity with water.

Special cautions:

- Newbond should be stored hermetically closed in a temperature not higher than 23° C and with 50% of humidity.

- Avoid direct sun exposure and other heat sources.

- Only dentists should handle Newbond, and they will determine the treatment duration according to individual needs.

- In case of eye contact, wash carefully with water for approximately 10 minutes and contact an ophthalmologist.

- Keep out of the reach of the children.

- Close the pot hermetically after each application.

Valid date: 2 years

ANVISA register: 80015520012

NewBond®

Restaurador Temporário

Uso professional
Uso Profesional
Professional Use

ATENÇÃO:

*Material para preenchimento
de cavidades dentárias*

ATTENTION:

*Material for filling
of dental cavities*

ATENCIÓN:

*Material para relleno de
cavidades dentales*

Pote: 25g



Fabricante: **Technew Com. Ind. Ltda**

C.N.P.J: 31.258.478/0002-20

Registro: ANVISA 800.155.20012

Resp.Tec: Claudia B. R. Vidigal - CRO-RJ: 24678

Indústria Brasileira • Brazilian industry

Tel/Fax: + 55 (21) 3296-4763

sac@technew.ind.br



Restaurador temporário

INSTRUÇÕES DE USO

Indicação:

O Newbond é um material de preenchimento de endurecimento químico, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias.

Newbond é um cimento à base de Óxido de Zinco e é destinado para aplicações temporárias de curto prazo, para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas, tanto para preenchimento temporário em cavidade classe I e II, como em selamento temporário em Endodontia.

Especificações e características técnicas do produto:

Composição: Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cálcio Hemihidratado, Dibutil Adipato, Copolímero Cloreto de Polivinila, Pigmento de Óxido de Ferro, Aroma de Menta.

Endurecimento: A superfície do Newbond endurece de 20 a 30 minutos pela absorção de água (por exemplo: por ação de saliva). Após duas ou três horas o preenchimento temporário pode ser submetido à força mastigatória.

Modo de Usar: Remova uma quantidade apropriada de Newbond para o tamanho da cavidade com uma espátula e colocar numa placa de mistura. Obs.: Tampar o pote imediatamente para prevenir endurecimento da superfície.

Umedeça a cavidade com um spray de água, aplicar o Newbond na cavidade utilizando um condensador e faça a adaptação às paredes da cavidade com condensação suave.

Remova os pontos de contato oclusal com uma cureta.

Para remover o Newbond da cavidade, pode-se usar brocas ou curetas. Os resíduos que ficarem na cavidade podem ser lavados com água.

Cuidados especiais:

- Newbond deve ser armazenado hermeticamente fechado em temperatura não acima de 23°C e com 50% de umidade.
- Evitar a exposição direta do sol e outras fontes de calor.
- Newbond é somente para ser usado por Dentistas que vão determinar o tempo de duração do tratamento conforme a necessidade do caso.
- Em caso de contato com olhos, enxaguar cuidadosamente com água por aproximadamente 10 minutos e consultar um Oftalmologista.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Fechar hermeticamente o pote após cada aplicação.

Plazo de Validade : 2 anos

Registro no ANVISA : 80015520012

Restaurador temporário

INSTRUCCIONES DE USO

O Newbond é um material para llenar cavidades, por endurecimiento químico, radiopaco, para la restauración temporaria de las cavidades dentarias.

Newbond é u n cemento à base de Óxido de Zinc y é destinado para aplicaciones temporarias de corto plazo, para ser utilizado por el máximo de 1 a 2 semanas, tanto para la restauración temporaria en cavidades classe I y II, como en sellamento temporario em Endodoncia.

Especificaciones y características técnicas del producto:

Composición: Óxido de Zinc, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cálcio Hemihidratado, Dibutil Adipato, Copolímero Cloreto de Polivinila, Pigmento de Óxido de Yerro, Aroma de Menta.

Endurecimiento: La superficie del Newbond endurece de 20 a 30 minutos por la absorción de la água (por ejemplo: por la acción de la saliva). Después de dos o três horas el producto puede ser sometido a la fuerza mastigatória.

Modo de usar: Remova una cantidad apropiada de Newbond para el tamaño de la cavidad con una espátula y colocar en una placa de mezcla. Obs.: Cerrar el pote inmediatamente para prevenir endurecimiento de la superficie.

Moje la cavidad con un spray de água, aplicar el Newbond en la cavidad usando un condensador y haga la adaptación a las paredes da la cavidad con condensación suave.

Sacar los puntos de contacto oclusal con una cureta.

Para sacar el Newbond de la cavidad, podese usar brocas o curetas. Los resfduos que quedaren en la cavidad pueden ser lavados con água.

Cuidados especiales:

- Newbond debe ser almacenado hermeticamente cerrado en temperatura no arriba de 23°C y con 50% de humedad.
- Evitar la exposición directa del sol y otras fuentes de calor.
- Newbond é solamente para ser usado por Dentistas que deben determinar el tiempo de la duración del tratamiento de acuerdo a la necesidad del caso.
- En caso de contacto con los ojos, enxaguar cuidadosamente con água por aproximadamente 10 minutos y consultar un Oftalmologista.
- Mantener lejos de los niños.
- Cerrar hermeticamente el pote después de cada aplicación.

Plazo de Validez : 2 años

Registro no ANVISA : 80015520012