

FillCanal

Cimento para obturação de canais radiculares

Indicação, Finalidade, Uso e Aplicação do Produto

É indicado para obturação de canais radiculares.

Especificações e características técnicas do produto

Fill Canal é um material para obturação de canais radiculares que funciona através da reação básica entre seus principais componentes: Óxido de Zinco (pó) e Eugenol (líquido). Fill Canal apresenta as características essenciais a um cimento endodôntico: boa tolerância dos tecidos, radiopacidade e impermeabilidade. Fill canal é de finíssima granulação, proporcionando uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos.

Composição

Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio.
Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Contra indicações

Nenhuma por hora conhecida.

Modo de Usar

- Selecionar o cone de guta ou de prata adequado para o caso.
 - Dispensar 3 gotas do líquido na placa de mistura.
 - Adicionar pó ao líquido de forma gradativa até conseguir uma consistência tal que, ao colocar a espátula sobre a mistura e levantá-la, um fio de cimento irá formar-se e se romperá quando atingir um comprimento de aproximadamente 2 cm.
 - Em seguida, envolver totalmente o cone pelo cimento e levá-lo ao canal para sua obturação, de acordo com as técnicas endodônticas convencionais.
- NOTA: Fill Canal é solúvel em éter, xilol e clorofórmio.

Advertência, cuidados especiais

Contém eugenol. Evitar contato prolongado com a pele e olhos.
Ocorrendo contato acidental, lavar imediatamente a área atingida com abundante quantidade de água.
No caso de contato com os olhos, procurar assistência médica.
Pode causar reações alérgicas em pessoas susceptíveis. Se existir conhecida alergia a óleos essenciais, descontinuar o uso.

Armazenamento

Manter ao abrigo do calor e umidade.

Uso exclusivo do cirurgião-dentista



Technew Com. Ind. Ltda
CNPJ: 31.258.478/0002-20
Indústria Brasileira
Resp. Técnico:
Claudia B. R. Vidigal
CRO/RJ 24678



Reg. ANVISA 80015520019

EC REP

**EUROTECHNEW Com. Imp. Exp.
de Materiais Dentários Ltda**
Rua do Volfrâmio, 160 - Canelas
Vila Nova de Gaia - Portugal
Phone: 351 22 712-3302
info@eurotechnew.com



FillCanal

Cemento para obturación de conductos radiculares

Indicación: Es indicado para obturación de conductos radiculares.

Especificaciones técnicas: Fill Canal es un material para obturación de conductos radiculares que funciona por medio de la reacción básica entre sus principales componentes: Óxido de Zinc (polvo) y Eugenol (líquido).

Fill Canal presenta las características esenciales de un cemento endodóntico: buena tolerancia de los tejidos, radiopacidad y impermeabilidad.

Fill canal es de finísima granulación, proporcionando una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos.

Contra indicaciones: Ninguna conocida.

Composición: Polvo: Óxido de Zinc, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bario e Borato de Sodio
Líquido: Eugenol y Aceite de Almendras Dulces.

Validez: 3 años a partir de la fecha de fabricación

Instrucciones de uso:

- Seleccionar un cono de guta o plata adecuado al caso.

- En una placa de vidrio echar 3 gotas de Fill Canal Líquido.

- Adicionar gradualmente el polvo al líquido hasta obtener la consistencia ideal para empleo.

Esta consistencia puede ser verificada colocándose la espátula sobre la mezcla y levantándosela verticalmente. Un hilo de cemento debe ser formado, rompiéndose cuando alcanzar aproximadamente 2 cm.

- En seguida, con el cono totalmente envuelto por el cemento proceder a la obturación del conducto con las técnicas de la endodoncia convencionales.

NOTA: Fill Canal es soluble en éter, xilol e cloroformo.

Advertencia, cuidados especiales: Contiene eugenol. Evitar contacto prolongada con la piel y los ojos.

En caso de contacto accidental, lavar la región afectada con gran cantidad de agua.

En caso de contacto con los ojos, buscar asistencia médica.

Puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles. En el caso de que exista una historia de alergia a aceites esenciales, descontinuar el uso.

Almacenaje: Mantener al abrigo del calor y humedad.

Uso exclusivo del dentista

FillCanal

Cement for root canal filling

Indication: It is indicated for root canal filling.

Technical specifications: Fill Canal is a material for root canal filling that acts by the reaction between its main components: Zinc Oxide (powder) and Eugenol (liquid).

Fill Canal presents essential characteristics for an endodontic cement: good tolerance by the tissues, radiopacity and impermeability.

Fill canal has extra fine granulation, allowing an homogeneous and creamy mixture, without clots.

Composition: Powder: Hydrogen Resin, Bismuth Subcarbonate, Barium Sulfate and Sodium Borate
Liquid: Eugenol and Sweet Almond oil.

Validity: 3 years from manufacture date

Contraindications: None

Instructions for use:

- Select the Guta Percha (or Silver) point convenient for the case;

- Pour 3 (three) drops of the liquid over a plaque for mixing process.

- Gradually, add powder to the liquid till you get such a consistency that, when lifting the mixture with a spatula, a cement thread is formed and breaks when reaches approximately 2cm length.

- After that, involve the Guta Percha point with the cement and take it inside the root canal for its filling, according to the conventional endodontic techniques.

NOTE: Fill Canal can be dissolved in Ether, Xilol and Chloroform.

Warning: Contains eugenol. Avoid long contact with skin and eyes. In case of accidental contact, wash the affected area thoroughly.

In case of eye contact, search for medical care.

May cause allergic reactions in sensitive people. In case of history of allergy to essential oils, stop usage.

Storage: Keep away from heat and humidity

Exclusive for dentist's use