

# Agulha para Sutura

Odontológica Technew com  
Fio de Seda

## **Indicação**

É indicada para uso odontológico e tem como finalidade suturar superfícies gengivais após procedimentos cirúrgicos.

## **Cuidados Especiais**

Produto de uso único, não utilizar se a embalagem estiver violada.

## **Advertência e Precauções**

O produto só deve ser utilizado por cirurgiões-dentistas ou profissionais habilitados.

## **Armazenagem**

Armazenar em temperatura ambiente.

## **Composição**

Agulha de aço inoxidável 304 e fio de seda preta trançado.

## **Prazo de Validade**

5 anos após a data de fabricação.

## **Apresentação**

Acondicionada individualmente em envelopes contendo um conjunto de agulha e fio de seda

Caixa contendo 24 unidades

Produto estéril - Esterilizado por irradiação

Uso exclusivo do cirurgião-dentista



Technew Com. Ind. Ltda  
CNPJ: 31.258.478/0002-20

Resp. Técnico: Claudia B. R. Vidigal  
CRO/RJ 24678



Reg. ANVISA 80015520026

## Aguja para Sutura con Hilo de Seda

**Indicación:** Indicado para suturar superficies gengivales después de procedimientos quirúrgicos.

**Cuidados especiales:** Producto de uso único. No utilizar si el empaque presentar roturas.

**Almacenaje:** Almacenar en temperatura ambiente.

**Composición:** Aguja de acero inoxidable y hilo de seda negra tranzada.

**Validez:** 5 años después de la fecha de manufactura

**Presentación:** Envelopes 24 con un conjunto de aguja y hilo de seda.  
Caja con 24 unidades

Producto estéril - Esterilizado por irradiación

Uso exclusivo del dentista

## Suture Needle with Silk Thread

**Indication:** Indicated for suture of gingival surfaces alter surgical procedures.

**Special care:** Single use product. Do not use if pack is damaged.

**Storage:** Keep at room temperature.

**Composition:** Stainless steel needle and black braided silk thread

**Valid date:** 5 years alter manufacture

**Presentation:** Envelopes containing 1 set of needle and silk thread  
Box with 24 units

Sterile product - Sterilized by irradiation

Exclusive for dentist's use